



INSTRUÇÕES  
DE CUIDADO

**CUIDE**  
AGORA

Garanta  
a maior  
durabilidade  
da cadeira de rodas

APOIO:



CASA DA CRIANÇA  
PARALÍTICA DE CAMPINAS

**CONTATOS**



/OFICINALOCOMOVER



(19) 2127-7236  
(19) 97156-4538



OFICINALOCOMOVER@CCP.ORG.BR

 **OFICINA**  
**LOCOMOVER**



NÃO



Não Utilize

PRODUTOS ABRASIVOS  
(ESPONJA, CLORO, PALHA DE AÇO, ETC)



Não Deixe

EM CONTATO DIRETO  
COM A ÁGUA



Não

LUBRIFIQUE PARAFUSOS



Não Use

FERRO DE PASSAR ROUPA



Não Deixe

AO SOL



Não Lave

COM CLORO, À SECO  
OU COM PRODUTOS  
CORROSIVOS



SIM



Limpe com pano úmido  
e sabão neutro

Seque com pano seco



Lubrifique as rodas  
com desengripantes

Utilize produtos  
**ORIGINAIS**

